

Clearblue DIGITAL

Test de Grossesse

avec Indicateur de Progression Intelligent

- Clearblue Digital est fiable à plus de 99 % dès la date présumée de vos règles.
- Clearblue Digital peut être utilisé jusqu'à 4 jours avant la date présumée de vos règles.

Veillez lire attentivement la notice avant d'effectuer le test.

1 Effectuer le test

IMPORTANT

- Durant le test, ne maintenez **jamaïs** le bâtonnet-test en orientant la tige absorbante vers le haut.



À faire



À ne pas faire

Si vous effectuez le test à partir de la date présumée de vos règles, vous pouvez le faire à n'importe quel moment de la journée.

Si vous effectuez le test avant la date présumée de vos règles, utilisez les premières urines du matin.

- Lorsque vous êtes prête à effectuer le test, retirez le bâtonnet-test de sa pochette protectrice et ôtez le capuchon. Utilisez le bâtonnet-test immédiatement.

VOUS POUVEZ EFFECTUER LE TEST SOUS VOTRE JET D'URINE

- Maintenez la tige absorbante orientée vers le bas sous votre jet d'urine **pendant 5 secondes seulement.**
- Veillez à ne pas mouiller le reste du bâtonnet-test.
- Maintenez la tige absorbante orientée vers le bas, remplacez le capuchon et posez le bâtonnet-test à plat.



OU

RECUEILLIR UN ÉCHANTILLON D'URINE DANS UN RÉCIPIENT PROPRE ET SEC

- Maintenez la tige absorbante orientée vers le bas dans l'urine, comme indiqué, pendant **20 secondes seulement.**
- Maintenez la tige absorbante orientée vers le bas, remplacez le capuchon et posez le bâtonnet-test à plat.



2 INDICATEUR DE PROGRESSION INTELLIGENT Clearblue

- L'indicateur de progression intelligent s'affiche alors sur l'écran, ce qui indique que le test fonctionne, et les segments apparaissent successivement pour indiquer la bonne progression du test.



Indicateur de progression intelligent

- Si l'indicateur de progression intelligent n'apparaît pas après utilisation du test, consultez la question 5.

3 LIRE VOTRE RÉSULTAT

- Lorsque l'indicateur de progression intelligent arrive à son terme, il disparaît de l'écran et votre résultat s'affiche.
- Cette procédure peut prendre jusqu'à 3 minutes mais certains résultats peuvent apparaître en moins d'1 minute.
- Un résultat « Enceinte » reste affiché à l'écran jusqu'à 6 mois maximum.
- Un résultat « Pas enceinte » reste affiché à l'écran pendant environ 24 heures.



Si votre résultat est « Enceinte », consultez la question 9.



Si votre résultat est « Pas enceinte », consultez la question 10.

Questions/Réponses – Veuillez lire la rubrique au verso de la notice pour les réponses aux questions les plus fréquemment posées.

Questions/Réponses

1 Quelle est la fiabilité du test de grossesse Clearblue Digital ?

Des tests en laboratoire ont montré que le test de grossesse Clearblue Digital est fiable à plus de 99 %, lorsqu'il est utilisé dès la date présumée de vos règles.

2 Comment fonctionne le test de grossesse Clearblue Digital ?

Lorsque vous êtes enceinte, votre organisme sécrète l'hormone de grossesse hCG (hormone gonadotrophine chorionique). La concentration de hCG présente dans votre organisme augmente dès les premiers stades de la grossesse. Le test de grossesse Clearblue Digital peut détecter des concentrations infimes de cette hormone dans vos urines (la sensibilité du test de grossesse Clearblue Digital est de 25 mUI/ml).

3 Quand puis-je effectuer le test de grossesse Clearblue Digital ?

Clearblue vous recommande d'effectuer le test à partir de la date présumée de vos règles. Cependant, la concentration de l'hormone de grossesse augmentant rapidement au début de la grossesse, ce test peut être utilisé jusqu'à 4 jours avant la date présumée de vos règles. Si vous effectuez le test avant la date présumée de vos règles et que vous obtenez un résultat « Pas enceinte », il est cependant possible que vous soyez enceinte. Consultez le tableau ci-dessous qui indique les résultats d'essais cliniques réalisés avec le test de grossesse Clearblue Digital portant sur des échantillons prélevés à un stade de grossesse précoce :

Détection précoce de la grossesse				
Nombre de jours avant la date présumée des règles	-1	-2	-3	-4
% d'échantillons de femmes enceintes donnant un résultat « Enceinte »	95 %	90 %	82 %	51 %

- Pour calculer la date présumée de vos règles, calculez la durée habituelle de votre cycle en comptant le nombre de jours entre le premier jour des règles et la veille du jour où débute votre cycle suivant.
- Si vos cycles sont irréguliers, considérez votre plus long cycle des derniers mois précédant le test.
- Si vous ne connaissez pas du tout la date présumée de vos règles, nous vous recommandons d'effectuer le test au moins 19 jours après votre dernier rapport non protégé.
- Si vous effectuez le test à partir de la date présumée de vos règles, vous pouvez le faire à n'importe quel moment de la journée. Si vous effectuez le test avant la date présumée de vos règles, utilisez les premières urines du matin. Évitez de trop boire avant d'effectuer le test.

- Si le résultat est « Pas enceinte », mais que vous soupçonnez cependant une grossesse, consultez la question 10.

4 Certains médicaments ou pathologies peuvent-ils affecter le résultat ?

- Lisez systématiquement les instructions du fabricant relatives aux médicaments que vous prenez actuellement avant d'effectuer un test.
- Les médicaments fécondo-stimulants contenant des hCG peuvent entraîner des résultats erronés (ces médicaments fécondo-stimulants sont habituellement administrés par injection et un test trop rapproché par rapport à la dernière injection peut entraîner un résultat « Enceinte » erroné).
- Les autres médicaments fécondo-stimulants (tels que le citrate de domifène), les analgésiques et les contraceptifs hormonaux (pilules contraceptives par exemple) ne devraient pas affecter le résultat.
- Si vous avez récemment arrêté votre contraception hormonale ou si vous utilisez des traitements fécondo-stimulants comme le citrate de domifène, vos cycles peuvent être irréguliers, ce qui pourrait vous amener à effectuer le test trop précocement.
- Si vous avez été enceinte récemment (même sans être arrivée à terme), il se peut que vous obteniez un résultat « Enceinte » erroné.
- Une grossesse extra-utérine, des kystes ovariens, la ménopause et de très rares pathologies peuvent également fausser les résultats.
- Si vous obtenez un résultat « Enceinte », il est possible que vous receviez ultérieurement un résultat négatif en raison d'une fausse couche pouvant survenir au cours des premiers stades de la grossesse.

Si vous obtenez des résultats inattendus, parlez-en à votre médecin.

5 J'ai utilisé le test mais l'indicateur de progression intelligent ne s'est pas affiché. Qu'est-ce que cela signifie ?

Le test n'a pas fonctionné correctement. Consultez la section « Erreurs de test » ci-dessous.

6 L'indicateur de progression intelligent est allé plus vite que prévu, qu'est-ce-que cela signifie ?

Certains résultats peuvent apparaître en moins d'1 minute. Les segments de l'indicateur de progression apparaîtront par conséquent plus rapidement.

7 L'indicateur de progression intelligent s'est lancé mais n'est pas arrivé à terme et aucun résultat ne s'est affiché sur l'écran, ou une erreur s'affiche à présent. Qu'est-ce-que cela signifie ?

Le test n'a pas fonctionné correctement. Consultez la section « Erreurs de test » ci-dessous.

8 J'ai utilisé le test mais aucun résultat ne s'est affiché à l'écran. Qu'est-ce que cela signifie ?

Votre résultat doit s'afficher à l'écran dans les 3 minutes. Dans le cas contraire, consultez la section « Erreurs de test » ci-dessous.

9 Mon test indique que je suis enceinte. Que dois-je faire ?

Si votre résultat est « Enceinte », consultez votre médecin, qui vous indiquera la marche à suivre.

10 Mon test indique que je ne suis pas enceinte. Que dois-je faire ?

A priori, vous n'êtes pas enceinte ou la concentration de l'hormone de grossesse n'est peut-être pas suffisamment élevée pour être détectée, ou il se peut que vous ayez mal calculé la date présumée de vos règles.

- Si vous avez effectué le test trop tôt, effectuez un nouveau test à la date présumée de vos règles.
- Si vous avez un retard de règles, effectuez un nouveau test 3 jours plus tard. Si ce test indique un résultat « Pas enceinte » et que vous n'avez toujours pas vos règles, consultez votre médecin.

Erreurs de test

Erreur d'utilisation – une erreur s'est produite lors du test. La raison peut être la suivante :

- Vous n'avez pas orienté la tige absorbante vers le bas ou le test n'a pas été posé à plat après application de l'urine.
- Vous avez appliqué trop ou trop peu d'urine. Vous devez effectuer un autre test en utilisant un nouveau bâtonnet-test. Veillez à bien respecter les instructions.

Erreur due au test

Le test n'a pas fonctionné comme prévu. Le mode d'emploi n'a peut-être pas été suivi correctement. Vous devez effectuer un autre test. Veuillez respecter scrupuleusement le mode d'emploi.

ÉLIMINATION DE VOTRE TEST

Avant de jeter le bâtonnet-test, retirez la pile. L'élimination de la pile doit respecter le programme de recyclage approprié. Pour retirer la pile, insérez une pièce dans la fente, au niveau de l'extrémité, et tournez pour ouvrir l'arrière du bâtonnet-test en le cassant.

Attention : ne démontez pas la pile, ne la rechargez pas et ne la jetez pas au feu. Éliminez le reste du bâtonnet-test conformément au programme de recyclage approprié pour l'équipement électrique. Ne jetez pas un équipement électrique au feu.



www.clearblue.com

Nos conseillères sont disponibles du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h, sauf jours fériés.

FR 0805 54 02 67 • CH 0800 102 865

Appel gratuit depuis un poste fixe, peut être facturé depuis un mobile. Tous les appels sont enregistrés et peuvent être contrôlés pour assurer la qualité du service.

Merci d'indiquer le numéro de **[LOT]**.

Le présent test répond aux exigences de la norme EN61326 relatives aux émissions électromagnétiques. Il présente par conséquent un faible niveau d'émission électromagnétique. Il ne doit pas y avoir d'interférences avec d'autres équipements électriques.

Le présent test ne doit pas être utilisé à proximité immédiate de sources de rayonnement électromagnétique intense, telles que les téléphones portables, car ceux-ci peuvent entraver le bon fonctionnement du test.

Afin d'éviter toute décharge électrostatique, n'utilisez pas le test dans un environnement très sec, notamment en présence de matériaux synthétiques.

[IVD] Dispositif médical de diagnostic <i>in vitro</i>	[LOT] Numéro de lot	Ne pas réutiliser
Température à ne pas dépasser 2 °C - 30 °C	À utiliser avant	Fabricant

© 2014 SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH.

Tous droits réservés.

Clearblue est une marque commerciale.

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH,

Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Genève, Suisse.

[IVD]



0843